

TRICHOTRACK PRO

安装手册

1.0 版

2023 年 10 月 6 日

版本	日期	作者	更改描述
1.0	2023 年 10 月 6 日	刘晓星	初次创建文档



1 安装要求

在安装 TrichoTrack Pro 之前，请确保您的设备满足以下要求：

1.1 系统要求

- 操作系统：Windows 版本 10 或 11。
- 网页浏览器：微软 Edge 版本 117 或更高。

1.2 互联网连接

TrichoTrack Pro 需要保持互联网连接，以进行更新和数据同步。请确保您的设备能够顺畅地访问互联网。

1.3 数码显微镜兼容性

TrichoTrack Pro 兼容以下数码显微镜型号：


- I. **Dino-Lite Premier AM4113ZT**
 - 需要一个 USB-A 2.0 或更高版本的端口。
- II. **Dino-Lite WF-20 WF4115ZT**
 - 需要 WiFi 适配器。
- III. **Plugable 60x-250x Digital Microscope**
 - 需要一个 USB-A 2.0 或更高版本的端口。

为了得到准确的头皮扫描数据，请确保您使用的是以上数码显微镜的其中一个型号。

2 下载安装文件

要下载 TrichoTrack Pro 的最新版本，请按照以下步骤操作：

- I. 访问网站 <https://www.alvisual.com.sg/>。
- II. 在菜单栏中点击 'SUPPORT'。
- III. 在表格中找到最新版本的那一行，点击 'Download' 开始下载安装文件。




Driver	Version	OS	Compatibility	Release Date	
TrichoTrack Pro	3.2.18	Windows 10, 11	Dino-Lite Premier AM4113ZT Dino-Lite WF-20 WF4115ZT Dino-Lite Edge AF4115ZT Plugable 60x-250x	2023-10-06	Download

Document	Release Date	
TrichoTrack Pro User Guide (English)	2023-10-06	Download
TrichoTrack Pro User Guide (Simplified Chinese)	2023-10-06	Download


3 安装说明

双击已下载的安装文件，开始安装过程。




按照屏幕上的指示进行 TrichoTrack Pro 的安装。


1. 选择安装 TrichoTrack Pro 的文件夹（建议使用默认的文件夹）。点击 'Next' 继续。




2. 默认情况下，将在桌面创建一个快捷方式。点击 'Next' 继续。




3. 请确认安装选项，然后点击 'Install'。




注意：如果您的设备上已经安装了 TrichoTrack Pro，则会显示一条警告消息，指示将删除现有版本并安装新版本。点击 'OK' 继续。




4. 所有必需的驱动文件将被安装到您的设备上。点击 'Finish' 启动 TrichoTrack Pro 并完成首次运行的初始设置。




5. 如果这是您首次安装和运行，将显示一条消息，提示您使用 Edge 浏览器安装 TrichoTrack App. 点击 'OK' 继续。




6. Edge 浏览器将打开一个网站。点击右侧的方形图标以开始安装应用程序。



7. 将会显示一条消息，提示您安装应用程序。点击 'Install'。



8. 安装完成后，将显示一条消息确认应用已安装。点击 **"Don't Allow"** 结束安装并关闭应用程序。



安装过程现在已经完成。您将在桌面上发现一个新的快捷方式。要启动 TrichoTrack Pro，只需双击这个图标。为了获得更好的体验，请以竖屏模式运行。

